



**IN VISTA DEL FUTURO,
CATTURA IL PRESENTE**

LENTE ANTIFATICA



La lente antifatica creata per la vita digitale

Stanchezza visiva, mal di testa, difficoltà di messa a fuoco, arrossamento oculare... La sindrome da visione al computer è un disturbo provocato dall'uso **eccessivo di dispositivi elettronici**.

Trascuriamo, in media, più di **11 ore al giorno** utilizzando schermi digitali.

Le lenti Endless® Plus sono state progettate per rilassare la vista e combattere la stanchezza visiva.

Facilità di messa a fuoco anche a distanze ravvicinate

Le lenti Endless® Plus offrono **una visione migliorata grazie a una leggera variazione di potere nella parte inferiore della lente**. In questo modo il paziente avrà un'eccellente visione a distanze ravvicinate, senza sacrificare la visione da lontano.

Endless® Plus forniscono la comodità extra di cui il
paziente ha bisogno in qualsiasi situazione.



*Forbes 2019



Performance di lettura migliorate

La rivoluzione digitale ha provocato un **cambiamento radicale nelle abitudini di lettura e ogni giorno sempre più persone decidono di utilizzare i dispositivi elettronici**. La lettura digitale è più fragmentata, meno concentrata e con un processo cognitivo più superficiale.*

Diversi studi dimostrano che con l'utilizzo delle lenti antifatiga l'83% degli utenti **ha migliorato significativamente la velocità di lettura**, in media fino ad un 34%**.



Ottimizzata nello spazio-oggetto accomodativo

Endless® Plus include Digital Ray-Path® 2, una tecnologia di calcolo all'avanguardia. Oltre alla compensazione matematica delle aberrazioni oblique, Digital Ray-Path® 2 **integra la capacità di accomodazione del paziente** tenendo in considerazione le piccole regolazioni di potenza che il portatore può realizzare naturalmente per la visione degli oggetti a distanze differenti. **Il risultato è una riduzione drastica delle aberrazioni oblique in tutto il campo visivo** per un maggiore comfort, un'impeccabile qualità visiva e una messa a fuoco più precisa.



 **DIGITAL** RAY-PATH® 2

Digital Ray-Path® 2 offre un maggiore comfort visivo, una qualità di visione impeccabile e una messa a fuoco ancora più precisa.

Clienti soddisfatti con le lenti Endless® Plus

Studi clinici* dimostrano che le nuove lenti Endless® Plus offrono una qualità visiva impeccabile a tutte le distanze e riducono i sintomi di affaticamento visivo.

100%

dei pazienti con
affaticamento visivo
si sente comodo con
le lenti Endless® Plus.

Soddisfazione cliente*

100%

DEGLI UTENTI



DEGLI UTENTI INDICA
UN'ECCELLENTI VISIONE
AL PRIMO UTILIZZO

96%

DEGLI UTENTI



DEGLI UTENTI E'
SODDISFATTO DELLE
PERFORMANCE DURANTE
L'USO DI DISPOSITIVI
ELETTRONICI

97%

DEGLI UTENTI



DEGLI UTENTI RIPISTA
NITIDEZZA VISIVA DURANTE
LA VISIONE DA LONTANO,
INTERMEDIA E VICINO

94%

DEGLI UTENTI



DEGLI UTENTI SI ADATTA
RAPIDAMENTE ALLE LENTI
IOT ENDLESS® PLUS

Le lenti Endless® Plus riducono i sintomi di affaticamento visivo oltre ad offrire un'eccellente visione durante l'utilizzo dei dispositivi elettronici.

Features and benefits



Lente monofocale antifatica
**ottimizzata per l'uso dei
dispositivi elettronici.**



**Include una variazione
di potere** nel vicino per
migliorare la visione dei
caratteri piccoli.



**Qualità visiva
impeccabile** in
qualsiasi direzione
dello sguardo.



Personalizzazione
ottimale per tutte le
distanze di lavoro.



Messa a fuoco precisa,
agile e comoda.



Riduzione delle aberrazioni oblique
nell'intero campo visivo tenendo
in considerazione la capacità di
accomodazione del utente.



Ottimizzata nello
spazio accomodativo.



“Mi sono abituato velocemente agli occhiali e mi sono sembrati molto comodi per la vita di tutti i giorni”.

Uomo, 26 anni.
Paziente reale
dello Studio Clinico*

Endless® Plus è una lente antifatica personalizzata che riduce i sintomi di affaticamento visivo associati a una lettura prolungata e all'uso eccessivo di dispositivi elettronici.

Il modello non corrisponde al paziente reale dello Studio Clinico.

Target

Portatori di lenti monofocali con sintomi di affaticamento visivo.

Addizione 0.50D

Indicato per utenti con sintomi lievi di affaticamento visivo.

Addizione 0.75D

Indicato per utenti con sintomi moderati o gravi di affaticamento visivo.


Addizione 1.00D

Indicato per pre-presbiteri con sintomi di affaticamento visivo e difficoltà di messa a fuoco a distanze raccinate.

Richiedi la tua lente **Endless® Plus**



Le lenti Endless® Plus sono totalmente personalizzate e compensate. Nel caso in cui non vengano forniti i parametri di personalizzazione, la lente verrà ottimizzata con valori di default.



www.megalabo.net

MEGA LABO
OPTICAL LABORATORIES